



บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด

Ultimate Plus Supply Co., Ltd.

219/230 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6 (ชั้นเขต 2/6) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-591-4005 , 02-591-4052 แฟกซ์. 02-591-4027 , 02-591-4028 E-mail : data@ultimateplus.co.th www.ultimateplus.co.th

## AED Philips FRx



Part N/O	49UPSPH-861304+R01
Brand	PHILIPS
Model	FRx
Standard	CA, IEC, EC, FDA, ISO, TUA, AHA 2015

### Product details

- Easy to use

AED Philips FRx offers voice commands and easy-to-use functions suitable for the general public.


- Highlights of AED Philips

1. Functions for practicing CPR resuscitation.

Not only the rhythm of chest compressions, CPR and ventilation sounds, the FRx Philips AED also tells you how to position your hands and the depth of compression. with spoken words in Thai, which the voice commands will save you from wasting time to read and study information in step-by-step help can do help along with listening to the sound instructions There is also a sound telling the timing of chest compressions to perform CPR, making it easier to help. More efficiency, accuracy, less worry of helpers who may not be timing correctly.

2. Quick Shock Function

It is the fastest shock time in the world, in 8 seconds, it can shorten the delay time after CPR and breathing. causing shock to be performed faster, thereby increasing the rate of cardiac stimulation go with the patient therefore have a greater chance of survival



3. SMART Analysis : Automatic ECG analysis technology

4. SMART Biphasic : Bi-directional electric shock technology

- Strength of the machine

The FRx Philips AED is exceptionally strong. The device is compact, lightweight, including battery and Pad Cartridge, weighing only 1.5 kg. It is also dust and water resistant to IP55, which means it can protect small dust and anti-fouling rain or large droplets And can support up to 227 kilograms of pressure, or if it falls from a height of 1 meter to the ground, the concrete can still be used normally.

- 5 years warranty

(only the device in normal use Excluding conductive patches and batteries according to service life)

- Standard equipment list

○ AED Philips FRx	1	Unit
○ Battery	1	Unit
○ PAD	1	Unit
○ Key to adjust the mode for children under 8 years old.	1	Unit
○ Hard case Bag	1	Unit
○ Thai user manual	1	Unit